



Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA N5000

Formulario: DCN-F-GC15
Procedimiento: DTN-POE-GC08
N° Revisión: 02
Fecha de rev.: 16/08/2017
Página 1 de 1

N5000

FECHA DE EMISION: AGOSTO 2017

CARACTERÍSTICAS

Limpiador desincrustante ácido no espumígeno.

DESCRIPCIÓN

El N-5000 es un limpiador ácido a base de ácido nítrico y ácido fosfórico, que elimina la sedimentación de calcio, piedra de leche, así como la grasa y la albúmina.

Es un producto hecho a base de una mezcla de ácidos. No ataca el acero inoxidable ni materiales sintéticos comunes. Se puede usar sobre superficies de estaño, aluminio, cobre y sus aleaciones.

Es no espumigénico y fácilmente enjuagable.

INDICACIONES DE USO

Dicho producto es recomendado para la limpieza profunda de cañerías, mantequeras de acero, moldes de queso, como así también tanques para depósito y transporte.

Se usa según las necesidades del lugar en intervalos, los que se deben decidir individualmente según el grado y clase de suciedad, se usa en frío o a temperatura ambiente.

Se recomienda, al comienzo del uso del sistema de limpieza, utilizar dos veces por semana, a una concentración de 0,5%. En el momento en que la sedimentación desaparece y según la dureza del agua disponible, usar solamente una vez por semana. Posteriormente a la aplicación del producto, enjuagar con abundante agua durante aproximadamente 10–15 minutos. La temperatura del agua de lavado no debe ser mayor a 60 °C

CONSERVACION

El producto se mantiene estable por un período de 24 meses.

Debe conservarse en su envase perfectamente cerrado, en un lugar fresco y seco, al abrigo de la luz solar directa. El rango de temperaturas para la correcta conservación del producto es de entre 15 y 30 °C.

PRECAUCIONES

Mantener alejado de los niños.

Por ser una mezcla de Acido Fosfórico y Acido Nítrico hay que tomar todas las precauciones en lo que hace a su manejo protegiendo las zonas dérmicas con guantes y delantales de látex, y los ojos con gafas protectoras.

PRESENTACIÓN



Laboratorio Weizur Argentina S.A.
Calle 474 (ex Pellegrini) N°87
B1896OLA - City Bell
Pcia. de Buenos Aires - Argentina
Tel/Fax: +54 221 4800010

FICHA TÉCNICA N5000

Formulario: **DCN-F-GC15**
Procedimiento: DTN-POE-GC08
N° Revisión: 02
Fecha de rev.: 16/08/2017
Página 2 de 2

Bidones de 5, 10 y 20 litros, con tapa a rosca y precinto de seguridad.